

BENEFICIOS DE LA TRAZABILIDAD EN LAS CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN



Central d'Esterilització Hospital de l'Esperança, Parc de Salut MAR, Barcelona
Caralps Masramon, M; Castro Roca, A; Gil Espejo, L; Hurtado Sánchez, L; Oulad, N; Panta, G.

Acreditados con la Normativa ISO desde el año 2007.
 En 2015, implementación del programa informático Trazins para el control de nuestro producto sanitario.
 Proceso de trazabilidad:

Zona Sucia

Desinfección y liberación de lavado 2338

Datos del lavado

Lavadora: LAVADORA 01 - Proceso: 3329 - Control visual (V): Pendiente - Usuario Inicial: RFC
 Método: P040 D-VAR-TD - Año: - Control físico (F): Pendiente - Usuario Final:
 Inicio: 16/05/2019 14:05 - Control de arrastre (A): - Usuario validación:
 Liberación: 16/05/2019 14:18 - Hora validada - Control de proteínas (P): - Usuario modif:
 Observación: - Control arrastre: - Usuario modif. desc:

Configuración

C	HE ISQUOTRIBALES 03
C	HE ARTROSCOPIA 02
GE	LCA 2º JUEGO TRANS. (1)

Artículos de caja lavados fuera de proceso

Código	Caja	Descripción	Fabricante	Ref. Fab.	Método	Aparato
--------	------	-------------	------------	-----------	--------	---------



Registramos el tipo de lavado y el resultado.

Zona de Preparación del Producto



Montaje - Usuario: ECM

Especialidad: TRAUMA - Caja: HE BASE COT 02

Grupo	Código	Descripción	Fabricante	Ref. Fab.
(Separadores)	PS409510	SEPARADOR MATHIEU	DESCONOCIDO	
(Separadores)	PS409519	SEPARADOR MATHIEU	DESCONOCIDO	
(Separadores)	PS409518	SEPARADOR FARBREUF GRANER	DESCONOCIDO	
(Separadores)	PS409517	SEPARADOR FARBREUF GRANER	MEDICION	22.10.15
(Separadores)	PS409502	SEPARADOR VOLKMAN, D 4 GANFOS AGUDOS	DESCONOCIDO	
(Porta-Agujas)	PS425446	PORTAAGUJAS HEGAR-RAYO, DUBOGRP-205MM	MEDICION	10.18.70
(Porta-Agujas)	PS425446	PORTAAGUJAS HEGAR-RAYO, DUBOGRP-205MM	MEDICION	10.18.70
(Tracción)	PS409595	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, RCT, 225MM	MEDICION	16.13.22
(Tracción)	PS409593	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, RCT, 225MM	MEDICION	16.13.22
(Tracción)	PS409590	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, CV, 185MM	MEDICION	16.13.18
(Tracción)	PS409585	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, CV, 185MM	MEDICION	16.13.18
(Tracción)	PS409654	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, CV, 225MM	MEDICION	16.13.22
(Tracción)	PS408466	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, CV, 225MM	MEDICION	16.13.22
(Tracción)	PS409483	FINZA HEMOSTATICA KOCHER, RCT, 225MM	MEDICION	16.12.22
(Hemostasia)	PS409547	FINZA HEMOST. HALSTED, CV, 185MM	MEDICION	16.41.18
(Hemostasia)	PS409545	FINZA HEMOST. HALSTED, CV, 185MM	MEDICION	16.41.18
(Hemostasia)	PS409543	FINZA HEMOST. HALSTED, CV, 185MM	MEDICION	16.41.18
(Hemostasia)	PS409541	FINZA HEMOST. HALSTED, CV, 185MM	MEDICION	16.41.18
(Hemostasia)	PS409540	MOQUITO CURVO S/D	MEDICION	15.45.12
(Hemostasia)	PS409539	MOQUITO CURVO S/D	MEDICION	15.45.12
(Hemostasia)	PS409538	MOQUITO CURVO S/D	MEDICION	15.45.12
(Hemostasia)	PS409537	MOQUITO CURVO S/D	MEDICION	15.45.12
(Hemostasia)	PS409536	MOQUITO CURVO S/D	MEDICION	15.45.12
		SEPARADOR MATHIEU (GOMET: S202)		

Con Incidencia

Se verifica la limpieza y la integridad del instrumental.
 Se registra el montaje.

PACIENTE

Zona Sucia

Zona de Esterilizadores

Informe

Desde: 09/05/2019 Hasta: 14/05/2019

Hospital: Hospital de la Esperanza Especialidad: TRAUMA

Caja: HE BASE COT 11

1 de 1 Buscar | Siguiente

TRAZABILIDAD CAJA

Caja	Fecha	Proceso	Usuario	Aparato/Embalaje/Quirofano	Nº Proceso/Nº Historia
HE BASE COT 11	09/05/2019 2:06:34	Esterilizacion	NRG	AUTOCLAVE 02	1924
HE BASE COT 11	13/05/2019 8:18:39	Proceso Quirúrgico	MEA	QUIROFANO 02	1393055
HE BASE COT 11	13/05/2019 12:00:32	Lavado	LHS	LAVADORA 01	3309
HE BASE COT 11	13/05/2019 15:06:00	Montaje	ACR	CONTENEDOR 90 DIAS	
HE BASE COT 11	13/05/2019 18:13:38	Esterilizacion	CMG	AUTOCLAVE 01	3666

TRAZ INS 16/05/2019 16:49:38

Zona de Preparación del Producto

Zona de almacén



Muchas gracias por vuestra atención.