



DISEÑO MONO EPI PRIMERA OLA COVID-19

Autor: González Castillo, Sara. DSI. ABS Granollers 2 Nord-Les Franqueses. ICS. Granollers. Barcelona

Material:

1 Bolsa de basura de 100 litros
4 Bolsas de basura 30 litros con autocierre
Tijeras
Celo



Resultado:



1º Capucha: cortamos la parte de abajo una bolsa de autocierre y cerramos sólo uno de los extremos (para que quepa la cabeza). Le hacemos doble nudo y cortamos el cabo para que no moleste.



3º Brazos: cortamos la parte de abajo de una bolsa de autocierre y la cortamos por la mitad. Así tendremos los dos brazos. Ponemos celo el largo del brazo superponiendo los extremos al menos 2 cm. No llegaremos al final para no tapar el autocierre. Después cerramos el autocierre a la medida de nuestra muñeca con doble nudo y cortamos el extremo. Hacemos lo mismo con el otro brazo.



2º Cuerpo: extendemos la bolsa de 100 litros y hacemos un orificio en la parte de abajo central, del largo de un folio DIN A4. Para los brazos hacemos un orificio en cada lateral de la parte de abajo de la bolsa de la medida del ancho de un folio DIN A4.



4º Pegar los brazos a la bata: Introducimos al menos 2 cm los brazos dentro del orificio que hemos hecho en la bata y ponemos celo todo alrededor. Hacemos lo mismo con el otro brazo. Ya tenemos la bata acabada.



5º Piernas: metemos cada pierna en una bolsa de basura con autocierre, la cerramos y la fijamos a la pierna con esparadrapo. Reforzamos aparte de los pies con esparadrapo.

